

Tactra™

نسل جدید پروتز های نیمه منعطف آلت نتاسلی

بهترین انتخاب

- پروتز آلت نتاسلی نیمه منعطف ساخته شده با هسته ی نایتینول جهت بهبود استحکام، دوام و حس طبیعی
- ساختار سیلیکونی دولایه ویژه جهت دوام و حس طبیعی بهتر
- هسته نایتینول پویا جهت بهینه سازی استحکام، دوام و خمش بهتر
- طراحی دایره وار و نرم ابتدای پروتز جهت ارائه حداکثر راحتی و رضایت برای بیمار
- دارای سایز های استاندارد برای پاسخگویی به طیف وسیعی از آناتومی بیماران
- وجود قطعات افزایش طول پروتز آلت (RTE)، با قابلیت اتصال آسان و امن
- سهولت در کاشت پروتز از طریق تمامی متدهای جراحی



دارای 4 برابر استحکام بیشتر برای دخول

تنها پروتز موجود که هسته آن از
جنس نایتینول

4.4 LBS
OF
PRESSURE



مقاومت

هسته نایتینول این قدرت را به پروتز آلت تناسلی Tactra می دهد تا حداقل بیش از 4 برابر فشار 1.1 پوندی مورد نیاز برای دخول را تحمل کنید

استحکام و انعطاف پذیری

میزان خمش از 0 درجه 90 درجه و امکان بیش از 100,000 خمش بدون خرابی. دارای کارکردی معادل 2 برابر عمر مفید مورد انتظار پروتز (معادل 10 سال)

RTES

RTE ها دارای خاصیت رادیوپایک و امکان اتصال سریع و آسان بوده و جایگزای امن و مطمئن در قسمت انتهایی آن را به ارمغان می آورد

اطلاعات مهم ایمنی

- برای بیمارانی که عفونت ادرای یا عفونت های پوستی فعال در ناحیه جراحی هستند مناسب نمی باشد.
- نعوظ طبیعی و سایر گزینه های درمانی مداخله ای را غیر ممکن می کند
- مردان مبتلا به دیابت ، آسیب های نخاعی و یا زخم های باز که بیشتر در معرض عفونت های مرتبط با پروتز قرار می گیرند مناسب نمی باشد.

سایز بندی

دارای 3 قطر جداگانه که میتوان حین عمل طول آن هارا تغییر داد.

Diameter	Length	Product Number
9.5 mm	14 cm – 23 cm	720080-01
11 mm	16 cm – 25 cm	720081-01
13 mm	18 cm – 27 cm	720082-01

1. Data on file with Boston Scientific

2. Tactra Malleable Penile Prosthesis Directions for Use. Boston Scientific. 2019

3. Al Ansari, A, Talib RA, Canguven O, et al. Axial penile rigidity influences patient and partner satisfaction after penile prosthesis implantation. Arch Ital Urol Androl. 2013 Sep 26;85(3):138-42.

CAUTION: The law restricts these devices to sale by or on the order of a physician. Indications, contraindications, warnings and instructions for use can be found in the product labeling supplied with each device. Information for use only in countries with applicable health authority registrations. This material not intended for use in France. Prior to using these devices, please review the Instructions for Use for a complete listing of indications, contraindications, warnings, precautions, and potential adverse events.

The Tactra™ Malleable Penile Prosthesis is intended for use in the treatment of erectile dysfunction (impotence) in adult males. Implanting a penile prosthesis will damage or destroy any remaining natural ability to have a spontaneous erection, as well as make other treatment options impossible.

Men with diabetes, spinal cord injuries, or skin infections may have an increased risk of infection. Implantation may result in penile shortening, curvature or scarring. Potential adverse events may include device malfunction/failure leading to additional surgery, device/tissue erosion, infection, and pain/soreness.

Product available in the European Economic Area (EEA) only. Please check availability with your local sales representative or customer service. Products shown for INFORMATION purposes only and may not be approved or for sale in certain countries. Please check availability with your local sales representative or customer service.

All Images are the property of Boston Scientific. All trademarks are the property of their respective owners. The testing was performed by or on behalf of BSC. Data on file.

MH-586215-AA Produced by Gosling.

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

www.bostonscientific.eu

© 2019 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
DINURO2407EA